

Volym-
gradering

Back-
ventil

PVC-fri

Coloplast

Coloplast® Dränagepåse

Speciellt utvecklad för dränage & fistelbandagering



Produktinformation

Användning

Coloplast® Dränagepåse är avsedd att täcka sår-/fistelutflöde i bukområdet och passivt uppsamla utflöde, t.ex. blod, lymfa och exsudat från fistel och infekterade sår.

Fördelar

- **Utloppet** – Dränagepåsens utlopp har en inre diameter på 10 mm och kan anslutas till de flesta nattpåsar utan speciell konnektor. Påsen kan med fördel kopplas samman med Conveen sängpåse
- **Volymgradering** – Mängden av sekretion avläses säkert och enkelt med hjälp av volymgradering på uppsamlingspåsen
- **Klippmarkering**– Klippguiden på skyddspappret underlättar tillpassningen av hudskyddsplattans starthål och ytterkant
- **Backventil** – Påsen har backventil som förhindrar att sekretionen rinner tillbaka
- **Smidig inspektion**– Ena sidan har transparent plast för smidig inspektion
- **Mjukt behagligt tyg** – baksidan har ett mjukt tyg som är behagligt mot patientens hud och minskar risken för hudirritation
- **PVC-fri plast** - Påsen är gjord av mjuk PVC-fri plast.
- **Coloplast® spiralhäfta**– Häftan har hydrokolloida egenskaper som absorberar vätska och bidrar till god hudhälsa
- **Förpackningen öppnas lätt** med en tydlig 'peel-open' öppning med breda v-formade greppytor som säkerställer att innehållet inte riskerar att kontamineras vid öppning av förpackning
- **Primärförpackningen** är tillverkad av 2 olika material (papper och plast) med en svetsning som säkerställer att pappret inte fastnar i plasten
- **Tillgänglig i tre volymstorlekar** - mini, midi, maxi. Välj mellan osteril/steril

Produktsortiment

Coloplast® Dränagepåse

Osteril	Styck/fp: 20		
	Apoteksvarunr	Artikelnr	Volym
Mini	200054	022400	100 ml
Midi	200056	022450	300 ml
Maxi	200057	022500	500 ml

Steril	Styck/fp: 10		
	Apoteksvarunr	Artikelnr	Volym
Mini	**	022100	100 ml
Midi	**	022150	300 ml
Maxi	**	022200	500 ml

** Beställs direkt hos Coloplast AB, tel 0300-332 56

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Coloplast dränagepåse ska användas, se separat bruksanvisning.

Bruksanvisning:



Förvaring

Produkterna ska förvaras i förpackningen tills de tas ur för användning, eftersom förpackningen skyddar produkterna och etiketten på förpackningen innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Finns som osteril och sterilförpackning.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SenSura Mio & Brava

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut 3ggr/år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.