

Assura®basplatta

Hudvänlig och pålitlig Assura spiralhäfta med ett hörbart 'klick'

Assura 2-dels stomibandage har ett klick-kopplingssystem som kombinerar den unika Assura spiralhäftan med ett hörbart 'klick' som ser till att påsen fäster ordentligt på basplattan.

Produktbeskrivning

Assura 2-dels stomibandage har en klick-koppling för dubbel kontroll

- Påsen fästs säkert vid basplattan med ett klick-kopplingssystem. Ett tydligt 'klick' försäkrar att påsen är låst vid basplattan.
- Det går att ta loss påsen från basplattan, vilket gör att man kan byta påsen oftare än basplattan.

Assura 2-dels stomibandage finns med både platt och konvex basplatta, för standardanvändningstid och förlängd användningstid. Dessa går att kombinera med tömbara, slutna eller urostomipåsar, såväl som med flera olika speciallösningar som t.ex. en sängpåse, minicap med mera. Det breda stomisortimentet består av flera olika basplattor med både förstansade och uppklippbara hålstorlekar, samt påsar i olika storlekar i klar eller beige färg.

Assura spiralhäfta är trygg och skonsam mot huden

Assura spiralhäfta består av olika material som utvecklats för att ge dig trygghet och skydd och utformat i ett spiralmönster för:

- Säker vidhäftning mot huden
- Absorberar fukt från din hud, är skonsam och skyddar mot irritation

Konvexitet, för stomier som är svårare att bandagera

Assura 2-dels basplattor finns med två olika konvexiteter som är framtagna för stomier som är svårare att bandagera, t.ex. en stomi som är i jämnhöjd med huden, indragen eller ligger i ett hudveck. Konvexiteten ger ett tryck mot huden runt stomin för att stomin ska tryckas fram och mynna över hudplan och därmed minska risken för läckage.



Basplatta konvex Light

Assura basplatta konvex Light	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar Bältesöron	40 mm	15-23 mm ↔	201334	142610	5
	50 mm	15-33 mm ↔	201336	142620	5
	60 mm	15-43 mm ↔	201337	142630	5
Förstansat hål Bältesöron	40 mm	18 mm	203587	142710	5
	40 mm	21 mm	203589	142720	5
	50 mm	25 mm	203590	142730	5
	50 mm	28 mm	203591	142740	5
	50 mm	31 mm	203592	142750	5
	60 mm	35 mm	203593	142760	5
	60 mm	38 mm	203594	142770	5
	60 mm	41 mm	203595	142780	5

Basplatta konvex

Assura basplatta konvex	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar	50 mm	15-33 mm ↔	233742	127160	4
	60 mm	15-43 mm ↔	233759	127190	4
Förstansat hål	40 mm	15 mm	224840	127010	4
	40 mm	18 mm	224857	127020	4
	40 mm	21 mm	224865	127030	4
	50 mm	25 mm	224873	127040	4
	50 mm	28 mm	224881	127050	4
	50 mm	31 mm	224899	127060	4
	60 mm	35 mm	224915	127070	4
	60 mm	38 mm	224923	127080	4
	60 mm	41 mm	224931	127090	4



Produkten basplatta konvex har bältesöron. Plattorna passar till offererade Assura 2-delspåsar.