

# Brava<sup>®</sup> produkter som begränsar risken för läckage

**Brava<sup>®</sup>**



# Produkterna i Brava® tillbehörs- sortimentet är utvecklade att begränsa risken för läckage och vårda huden.

## Brava Formbar pasta

Pastan används till att täta med och fylla i ojämnheter och gropar i huden. Eftersom den inte innehåller alkohol kan du använda den på sårig och irriterad hud, utan att det svider eller kliar. Pastan är lätt att forma och du kan applicera den på stomihäftan, eller direkt på huden. Varje stav kan enkelt delas i önskad storlek och är enkel att ta med sig. Förpackningen är återförslutningsbar. Pastan innehåller hydrokolloider.



## Brava Bälte

Ett bälte används till att säkerställa att basplattan sitter extra säkert på plats. Bältet är mjukt och diskret att använda. Bältet tvättas i 60 grader och är justerbart. Passar alla Coloplast produkter med två bältesöron.



## Brava Bälte för SenSura Mio

Ett bälte används till att säkerställa att basplattan sitter extra säkert på plats. Bältet är mjukt och diskret att använda. Bältet tvättas i 60 grader och är justerbart. Passar till SenSura Mio produkter med fyra bältesöron.



## Brava Elastisk Tejp

Den elastiska tejp säkerställer att basplattan/häftan sitter säkert på plats. Med sina avfasade kanter förhindrar den att kanten på basplattan rullar upp sig och släpper. Det leder till att plattan sitter längre och minskat antal oplanerade byten. Den elastiska tejp följer kroppens former och rörelser.



*Brava Elastisk Tejp* - passar ovala och runda basplattor.

*Brava Elastisk Tejp Rak* - passar till fyrkantiga basplattor.

*Brava Elastisk Tejp Bälte* - ger extra stöd åt utbuktande områden såsom t.ex. bråck.

## Begränsar risken för läckage

Produktnamn		Apoteks- varunr	Artikel- nummer	Styck/fp
Brava Formbar Pasta		275792	026555	10
Brava Tubpasta		733240	120500	1
Brava Bälte		251827	004215	1
Brava Bälte för SenSura Mio	Standard 100 cm	734420	004230	1
Brava Bälte för SenSura Mio	XXL 155 cm	734421	004240	1
Brava Elastisk Tejp		732900	120700	20
Brava Elastisk Tejp Rak		735000	120740	20
Brava Elastisk Tejp Bälte		735001	120720	20

Läs mer om Brava® tillbehörprodukter på [www.coloplast.se/provabrava](http://www.coloplast.se/provabrava) eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-332 56 (för privatpersoner) eller 0300-332 99 (för vårdpersonal).

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI Förpackning- och Tidskriftsinsamling

Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning



0543

[Osomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Urology Care](#)

[www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2017-06. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SP1512

