

Coloplast Irrigationssystem



Större frihet och diskretion

Om du väljer att irrigera återfår du kontrollen över tarmtömningen och uppnår därför en större frihet och diskretion. Irrigationsmetoden medför färre hudproblem och färre luft- och luktbekymmer. Mellan irrigationstillfällena kan du använda mer diskreta bandage, som minipåsar, Coloplast® Minicap eller Assura® Conceal propp.

Vem kan irrigera?

Irrigationsmetoden kan användas av kolostomiopererade som har en sigmoideostomi, och är i gott fysiskt och mentalt skick. Det är också viktigt att ha tillgång till ordentliga toalettförhållanden.

Rådfråga alltid din läkare eller stomiterapeut, eftersom det kan finnas andra orsaker som utesluter möjligheterna att irrigera.



Vad sker vid irrigarion?

Irrigation betyder sköljning av tarmen. Vatten hålls in i tarmen och utlöser tarmens tömningsreflexer så att tarmen tömmer sig. De flesta som irrigerar gör det varannan dag, medan några gör det med kortare eller längre intervall. Man bör avsätta ca. 1 timme för att irrigera.

Efter instruktion och träning tillsammans med stomiterapeuten kan du själv irrigera hemma. Irrigationssetet består av:

- en graderad vattenbehållare upptill 2000 ml, med inbyggd termometer & regulator
- en stomikon med slang
- en irrigationspåse (40 ring)
- en bygel och ett bälte (för de personer om amvänder ett 1-delsbandage)



Sortiment

	Ringstorlek	Apoteksvnr	Artikelnr	Styck/frp	Längd
Coloplast Irrigationssystem					
Startset		229245	015010	1	
Irrigationspåse med Assura koppling					
Click 40 transparent	40-ring	243626	128340	30	950 mm
Click 50 transparent	50-ring	243634	128350	30	950 mm
Click 60 transparent	60-ring	243642	128360	30	950 mm
Bygel	60 mm	243659	128200	5	
Colotip stomikon (passar till startset)		273144	011100	*4	

* Från apoteket 1 t/fp

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård. Våra affärsområden är stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Vi arbetar globalt och har över 7000 anställda.

Coloplast är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2011-10
Alla rättigheter tillhör Coloplast AB, Kungsbacka.

 **Coloplast**

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Kundservice: 00300-332 99

www.coloplast.se