

Coloplast Uro Micropåse 2-dels

Ett 2-delsbandage för urostomi, med ett tydligt klickljud för dubbel kontroll

- Påsen fästs säkert vid basplattan med ett klick-kopplingssystem. Ett tydligt 'klick' försäkrar att påsen är låst vid basplattan.
- Innan påsen låses fast kan man vrida den till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.
- Det går att ta loss påsen från basplattan, vilket gör att man kan byta påsen oftare än basplattan.

Coloplast uro 2-dels micropåse kan användas tillsammans med både platt och konvex basplatta, för standardanvändningstid och förlängd användningstid.

Det breda stomisortimentet består av flera olika basplattor med både förstansade och uppklippbara hålstorlekar, samt påsar i två storlekar i klar eller vit färg.

Assura spiralhäfta är trygg och skonsam mot huden

Assura spiralhäfta består av olika material som utvecklats för att ge dig trygghet och skydd och utformat i ett spiralmönster för:

- Säker vidhäftning mot huden
- Absorberar fukt från din hud, är skonsam och skyddar mot irritation

Coloplast uro Micropåse

| Beige | Ringstorlek | Apoteks- varunr | Artikelnr | Styck/fp |
|-------|-------------|--------------------|-----------|----------|
| | 40 mm | 201623 | 142040 | 30 |
| | 50 mm | 201625 | 142050 | 30 |
| | 60 mm | 201626 | 142060 | 30 |

