

1-dels tömbar stomibandage



SenSura® – Trygghet i alla situationer

Den unika platta häftplattan i två lager kombinerar en unik häftförmåga med smidighet, både i hanteringen och när man vill känna sig rörelsefri. Den har maximal absorptionsförmåga och motverkar hudproblem, som annars kan uppstå vid läckage.

Häfta: Den effektiva häftförmågan och det starka och tåliga skyddslagret håller huden torr och fin eftersom det förhindrar läckage*

- Den är lätt att ta av och lämnar inga häftrester**
- Det hudvänliga lagret suger upp överflödigt fukt och håller huden torr och smidig, (innehåller hydrokolloider)
- Passar alla olika kroppsformer

Material: Det mjuka non-woven tyget är starkt och vattenavvisande. Tyst och behagligt mot huden.

Dubbla filter: SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig. Inget syns eller luktar från stomin.

1-dels tömbar Hide-away

Beige	Hålstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	10–66 mm \times	730409	157200	30	220 ml
Midi	10–66 mm \times	730410	157600	30	420 ml
	*10–66 mm \times	730411	157610	30	420 ml
	25 mm	730412	157620	30	420 ml
	30 mm	730413	157630	30	420 ml
	35 mm	730414	157640	30	420 ml
Maxi	10–76 mm \times	730415	157800	30	650 ml
	*10–76 mm \times	730416	157810	30	650 ml
	25 mm	730417	157820	30	650 ml
	30 mm	730418	157830	30	650 ml
	35 mm	730419	157840	30	650 ml

* Med lucka för inspektion

Klar	Hålstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10–66 mm \times	730423	157400	30	420 ml
Maxi	10–76 mm \times	730424	157700	30	650 ml



Referenser:

* Herlufsen P et al. OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. BJN 2006; 15 (16): 854-62

** ECET 2009 poster, "Factors affecting peristomal skin conditions - results from the Danish sub-study", 2009

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation.

Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen/FTI. Produkt:

Vi rekommenderar att produkten går till söföbränning med energiutvinning.

Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, kundservice@coloplast.com.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2016-09.

Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.



0543

