

2-dels stomibandage



SenSura® Click – För dubbel kontroll

Den unika platta häftplattan i två lager kombinerar en unik häftförmåga med smidighet, både i hanteringen och när man vill känna sig rörelsefri. Den har maximal absorptionsförmåga och motverkar hudproblem, som annars kan uppstå vid läckage.

Häfta: Den effektiva häftförmågan och det starka och tåliga skyddslagret håller huden torr och fin eftersom det förhindrar läckage*

- Den är lätt att ta av och lämnar inga häftrester**
- Det hudvänliga lagret suger upp överflödigt fukt och håller huden torr och smidig

Material: Det mjuka non-woven tyget är starkt och vattenavvisande. Tyst och behagligt mot huden.

Dubbla filter: SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig. Inget syns eller luktar från stomin.

* Herlufsen P et al. OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. BJN 2006; 15 (16): 854-62
** ECET 2009 poster, "Factors affecting peristomal skin conditions - results from the Danish sub-study", 2009

SenSura® Click	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikel-nr	Styck/fp
Uppklippbar	40 mm	10-35 mm	220132	100010	5
	50 mm	10-45 mm	220133	100020	5
	60 mm	10-55 mm	220134	100030	5
	70 mm	10-65 mm	220135	100041	5
Uppklippbar Bältesöron	40 mm	10-35 mm	220136	100110	5
	50 mm	10-45 mm	220140	100210	5
	60 mm	10-55 mm	220143	100310	5
	70 mm	10-65 mm	220146	100411	5
Förstansat hål Bältesöron	40 mm	20 mm	220138	100120	5
	40 mm	25 mm	220139	100130	5
	50 mm	30 mm	220141	100220	5
	50 mm	35 mm	220142	100230	5
60 mm	40 mm	220144	100320	5	

Basplatta konvex Light

SenSura® Click konvex Light	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikel-nr	Styck/fp
Uppklippbar Bältesöron	40 mm	15-23 mm	220147	110110	5
	50 mm	15-33 mm	220149	110210	5
	60 mm	15-43 mm	220154	110310	5
	70 mm	15-53 mm	220156	110410	5
Förstansat hål Bältesöron	40 mm	21 mm	220148	110120	5
	50 mm	25 mm	220150	110220	5
	50 mm	28 mm	220151	110230	5
	50 mm	31 mm	220153	110240	5
60 mm	35 mm	220155	110320	5	

SenSura® Click Beige	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	40 mm	730459	133040	30	110 ml
	50 mm	730460	133050	30	110 ml
Midi	40 mm	730462	133140	30	340 ml
	50 mm	730463	133150	30	340 ml
	60 mm	730464	133160	30	340 ml
Maxi	40 mm	730465	133240	30	550 ml
	50 mm	730466	133250	30	550 ml
	60 mm	730467	133260	30	550 ml
	70 mm	730468	133270	30	490 ml

2-dels tömbar Hide-away

SenSura® Click Beige	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	40 mm	730469	148740	30	220 ml
	50 mm	730470	148750	30	220 ml
Midi	40 mm	730471	148840	30	420 ml
	50 mm	730472	148850	30	420 ml
	60 mm	730473	148860	30	420 ml
Maxi	40 mm	730474	148940	30	650 ml
	50 mm	730475	148950	30	650 ml
	60 mm	730476	148960	30	650 ml
	70 mm	730477	148970	30	510 ml

SenSura® Click Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	50 mm	730479	149050	30	650 ml
	60 mm	730480	149060	30	650 ml
	70 mm	730481	149070	30	510 ml

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söpförbränning med energutvinning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-09.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Kundservice: 0300-332 56
se@coloplast.com
www.coloplast.se