

# SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Flip 1-dels sluten

Böjd passform för utbuktade områden

*SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Flip*



# Det finns en SenSura<sup>®</sup> Mio för varje kropp


## SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Flip

SenSura Mio Convex Flip är det första stomibandaget framtaget för att passa utbuktade kroppsprofiler som t ex bröst.

En **böjd stjärnformad basplatta** med flikar omfamnar kroppen och ger färre veck och rynkor.

En **stabiliseringsring** stabiliserar mittendelen så att stomin får det stöd den behöver.

**Flexzoner** i mitten och i kanterna maximerar passform och flexibilitet vid rörelser.



Utbuktad kroppsprofil

### Diskretion med ett personligt utseende och känsla

**Elastisk häfta** - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Den är lätt att ta bort.

**Neutralt grått tyg** - Det neutrala grå tyget är designat för att inte synas under kläderna, inte ens under vita kläder. Tyget är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch/bad.

**Cirkelfilter** - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning samt rensar lukt/gaser.

**Inspektionslucka** - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

## 1-dels sluten Convex Flip

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*10-40 mm <	S	738274	181000	10	63 ml
Midi	*10-40 mm <	S	738275	181010	10	327 ml
	*10-50 mm <	M	738277	181100	10	327 ml
	*25-50 mm	M	738278	181110	10	327 ml
	*30-50 mm	M	738279	181120	10	327 ml
	*35-50 mm	M	738280	181130	10	327 ml
Maxi	*10-40 mm <	S	738276	181020	10	455 ml
	*10-50 mm <	M	738281	181200	10	455 ml
	*10-60 mm <	L	738285	181300	10	455 ml
	*25-50 mm	M	738282	181210	10	455 ml
	*30-50 mm	M	738283	181220	10	455 ml
	*35-50 mm	M	738284	181230	10	455 ml
	*40-60 mm	L	738286	181310	10	455 ml
	*45-60 mm	L	738287	181320	10	455 ml



Klar	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-60 mm <	L	738288	181350	10	455 ml

\* Med lucka för inspektion

Vill du veta mer om stomibandage kan du ringa vår kundservice 0300-332 56 eller kontakta din stomiterapeut. Du kan läsa mer om SenSura Mio Convex Flip och även beställa ett gratis prov på [www.coloplast.se/convexflip](http://www.coloplast.se/convexflip)