

SenSura[®] Mio Convex urostomipåse

Konvexitet utan kompromisser

SenSura[®] Mio Convex



Det finns en SenSura[®] Mio Convex för varje konvext behov

Konvexitet utan kompromisser

SenSura Mio Convex är framtagen för att du inte längre ska behöva kompromissa mellan en stabil eller en flexibel stomiplatå. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa dina naturliga kroppsrörelser när du böjer och sträcker dig.



Designad för att inte synas

Elastisk häfta - Den platta elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. mot t.ex. bråck, ärr och hudveck. Den följer magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Produkten är försedd med backventil.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Samtliga SenSura Mio Convexa produkter har bältesöron.

1-dels urostomipåse Convex Light

Neutralt grå	Hälstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10–23 mm \approx	23 mm	735640	168210	10	340 ml
	15–33 mm \approx	33 mm	735641	168220	10	340 ml
	31–43 mm \approx	43 mm	735642	168230	10	340 ml
Maxi	10–23 mm \approx	23 mm	735643	168250	10	490 ml
	15–33 mm \approx	33 mm	735644	168260	10	490 ml
	18–23 mm	23 mm	735645	168300	10	490 ml
	21–23 mm	23 mm	735646	168310	10	490 ml
	25–33 mm	33 mm	735647	168320	10	490 ml
	28–33 mm	33 mm	735648	168330	10	490 ml
	31–43 mm \approx	43 mm	735649	168270	10	490 ml

Klar	Hälstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10–23 mm \approx	23 mm	735650	168350	10	490 ml
	15–33 mm \approx	33 mm	735652	168360	10	490 ml
	10–43 mm \approx	43 mm	735651	168370	10	490 ml



SenSura Mio Convex 1-dels



SenSura Mio Convex Light finns för stomier med stomimynningen i nivå med hudplanet som behöver lätt hjälp med att skjuta fram stomin.