

SenSura[®] Mio Convex sluten

Konvexitet utan kompromisser

SenSura[®] Mio Convex



Det finns en SenSura[®] Mio Convex för varje konvext behov

SenSura[®] Mio Convex Light och Convex Deep 1-dels sluten

Konvexitet utan kompromisser

SenSura Mio Convex är framtagen för att man inte längre ska behöva kompromissa mellan en stabil eller en flexibel stomiplatta. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa med i kroppens naturliga rörelser när man böjer och sträcker sig.

Elastisk häfta - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61 %* samt renar gas/odör från stomin.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Bältesöron: Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.



* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)



SenSura Mio Convex Light finns för stomier med stomimynningen i nivå med hudplanet som behöver lätt hjälp med att skjuta fram stomin.



SenSura Mio Convex Deep finns för stomier med stomimynningen under hudplanet som behöver mycket hjälp med att skjuta fram stomin.

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation.

Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen/FTI. Produkt:

Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, kundservice@coloplast.com.
Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2018-06
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.



1-dels sluten Convex Light

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	*10–23 mm <	23 mm	737747	165210	10	390 ml
	*15–33 mm <	33 mm	737748	165220	10	390 ml
	*31–43 mm <	43 mm	737749	165230	10	390 ml
Maxi	*10–23 mm <	23 mm	737750	165250	10	430 ml
	*15–33 mm <	33 mm	737751	165260	10	430 ml
	*10–43 mm <	43 mm	738368	165320	10	430 ml
	*25–33 mm	33 mm	737752	165300	10	430 ml
	*28–33 mm	33 mm	737753	165310	10	430 ml
	*31–43 mm <	43 mm	737754	165270	10	430 ml
	*35–43 mm	43 mm	737755	165330	10	430 ml
	*38–43 mm	43 mm	737756	165340	10	430 ml



1-dels sluten Convex Deep

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	*10–23 mm <	23 mm	737757	165410	10	390 ml
	*15–33 mm <	33 mm	737758	165420	10	390 ml
	*31–43 mm <	43 mm	737759	165430	10	390 ml
Maxi	*10–23 mm <	23 mm	737760	165450	10	430 ml
	*15–33 mm <	33 mm	738367	165460	10	430 ml
	*10–43 mm <	43 mm	737761	165520	10	430 ml
	*25–33 mm	33 mm	737762	165500	10	430 ml
	*28–33 mm	33 mm	737763	165510	10	430 ml
	*31–43 mm <	43 mm	737764	165470	10	430 ml
	*35–43 mm	43 mm	737765	165530	10	430 ml
	*38–43 mm	43 mm	737766	165540	10	430 ml



* Med lucka för inspektion

Samtliga konvexa påsar har bältesöron