

SenSura[®] Mio Convex tömbar

Konvexitet utan kompromisser

SenSura[®] Mio Convex



Det finns en SenSura[®] Mio Convex för varje konvext behov

Konvexitet utan kompromisser

SenSura Mio Convex är framtagen för att du inte längre ska behöva kompromissa mellan en stabil eller en flexibel stomiplatta. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa dina naturliga kropps rörelser när du böjer och sträcker dig.



Designad för att inte synas

Elastisk häfta - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Produkten är försedd med backventil.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Bältesöron: Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.



SenSura Mio Convex Soft finns för stomier med stomimynningen över hudplanet som behöver lite stöd på grund av smärre utmaningar (t ex veck eller rynkor) i området runt stomin.



SenSura Mio Convex Light finns för stomier med stomimynningen i nivå med hudplanet som behöver lätt hjälp med att skjuta fram stomin.



SenSura Mio Convex Deep finns för stomier med stomimynningen under hudplanet som behöver mycket hjälp med att skjuta fram stomin.

1-dels tömbar Convex Soft

Neutralt grå	Hälstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*15-33 mm ↔	33 mm	735607	166010	10	340 ml
Maxi	*15-33 mm ↔	33 mm	735609	166050	10	490 ml
	*10-50 mm ↔	50 mm	735608	166060	10	490 ml
	*25-33 mm	33 mm	735610	166100	10	490 ml
	*28-33 mm	33 mm	735611	166110	10	490 ml
	*31-50 mm	50 mm	735612	166120	10	490 ml
	*35-50 mm	50 mm	735613	166130	10	490 ml



1-dels tömbar Convex Light

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	*10–23 mm \times	23 mm	735614	166210	10	340 ml
	*15–33 mm \times	33 mm	735615	166220	10	340 ml
	*31–43 mm \times	43 mm	735616	166230	10	340 ml
Maxi	*10–23 mm \times	23 mm	735617	166250	10	490 ml
	*15–33 mm \times	33 mm	735618	166260	10	490 ml
	*21–23 mm	23 mm	735619	166300	10	490 ml
	*25–33 mm	33 mm	735620	166310	10	490 ml
	*28–33 mm	33 mm	735621	166320	10	490 ml
	*31–43 mm \times	43 mm	735622	166270	10	490 ml
	*35–43 mm	43 mm	735623	166340	10	490 ml

* Med lucka för inspektion



1-dels tömbar Convex Deep

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	*10–23 mm \times	23 mm	735624	166410	10	340 ml
	*15–33 mm \times	33 mm	735625	166420	10	340 ml
	*31–43 mm \times	43 mm	735626	166430	10	340 ml
Maxi	*10–23 mm \times	23 mm	735627	166450	10	490 ml
	*15–33 mm \times	33 mm	735628	166460	10	490 ml
	*21–23 mm	23 mm	735629	166500	10	490 ml
	*25–33 mm	33 mm	735630	166510	10	490 ml
	*28–33 mm	33 mm	735631	166520	10	490 ml
	*31–43 mm \times	43 mm	735632	166470	10	490 ml
	*35–43 mm	43 mm	735633	166530	10	490 ml

* Med lucka för inspektion

Alla konvexa produkter har bältesöron

