



SenSura® Mio

2-dels Högflödespåse – för ileostomi- patienter och post- operativt användande

Endast SenSura Mio
stomibandage bygger på
BodyFit Technology®
för **säkerhet** och **komfort**.

Nu kan dina patienter få nytta
av SenSura Mio's egenskaper
från dag ett.

SenSura® Mio

Ett bredare sortiment innebär att alla kan få en SenSura[®] Mio som är rätt för deras behov

Som alla tidigare SenSura Mio bandage är även de nya produkterna utvecklade utifrån BodyFit Technology[®] för att ge en säker och bekväm passform, oavsett kroppsform. Den unika tunna, elastiska häftan följer kroppens naturliga rörelser när man böjer eller sträcker sig, vilket ger användaren en större frihet att kunna göra mer och leva det liv man vill leva. Det neutrala grå tyget är designat för att inte synas under kläderna, inte ens under vita kläder. Tyget är vattenavvisande och torkar snabbt vid dusch/bad. Cirkelfiltret bevisar minskad uppkomst av ballooning samt renar gaser. Utloppet går att koppla till en uppsamlingspåse



Fördelarna med SenSura Mio 2-dels Höglödespåse:




Finns även som Höglödespåse Mini för extra diskretion.



Effektiv tömning med antingen ett standard utlopp eller ett mjukt utlopp. Går att vika upp i påsen.



Välj en platt eller konvex basplatta, beroende på om patientens stomi behöver hjälp med att skjutas fram.



Graderingen indikerar hur mycket avföring det finns i påsen.

SenSura Mio Click 2-dels Höglödespåse

Neutralt grå	Ringstorlek		Artikelnr	Styck/fp	Volym/ml
	40 mm*	737360	186000	10	1160
	50 mm*	737361	186010	10	1120
	60 mm*	737362	186020	10	1080
	70 mm*	737363	186030	10	1040
Neutralt grå, Mini					
	40 mm*	737364	186200	10	650
	50 mm*	737365	186210	10	851
	60 mm*	737366	186220	10	546
Neutralt grå, med mjukt utlopp					
	50 mm*	737367	186300	10	1120
	60 mm*	737368	186310	10	1080
	70 mm*	737369	186320	10	1040
Klar	50 mm	737370	186400	10	1120
	60 mm	737371	186410	10	1080
	70 mm	737372	186420	10	1040

* Med lucka för inspektion

Produkten passar offererade SenSura Mio Click plattor.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. SP1543
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2017-08 All rättigheter tillhör A/S

SenSura Mio Flex 2-dels Höglödespåse

Neutralt grå	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym/ml
	50 mm*	737373	186500	10	980
	70 mm*	737374	186510	10	906

* med lucka för inspektion

Lär mer på coloplast.com/hogafloden