

# SenSura<sup>®</sup> Mio Convex sluten

Konvexitet utan kompromisser

*SenSura<sup>®</sup> Mio Convex*



# Det finns en SenSura<sup>®</sup> Mio Convex för varje konvext behov

## SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Light 2-dels

### Konvexitet utan kompromisser

SenSura Mio Convex är framtagen för att man inte längre ska behöva kompromissa mellan en stabil eller en flexibel stomiplatta. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa med i kroppens naturliga rörelser när man böjer och sträcker sig.

**Elastisk häfta** - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

**Neutralt grått tyg** - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

**Cirkelfilter** - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61 %\* samt renar gas/odör från stomin.

**Inspektionslucka** - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

**Borttagning av produkten** - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

**Bältesöron:** Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.

\* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)



**SenSura Mio Convex Light** finns för stomier med stomimynningen i nivå med hudplanet, som behöver lätt hjälp att skjutas fram eller för lätt inbuktade områden där en lätt kurva krävs för en bra passform.



**SenSura Mio Convex Deep** finns för stomier med stomimynningen under hudplanet, som behöver mycket hjälp att skjutas fram.

## 2-dels Click basplatta Convex Light

Convex Light	Ringstorlek	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikel-nr	Styck/fp
Uppklippbar	40 mm	10–20 mm $\times$	20 mm	735542	169010	5
	50 mm	15–30 mm $\times$	30 mm	735547	169110	5
	60 mm	15–40 mm $\times$	40 mm	735543	169210	5
	70 mm	15–53 mm $\times$	53 mm	735548	169310	5
Förstansat hål	40 mm	18–20 mm	20 mm	735544	169030	5
	50 mm	21–30 mm	30 mm	735550	169130	5
	50 mm	25–30 mm	30 mm	735540	169140	5
	50 mm	28–30 mm	30 mm	735541	169150	5
	60 mm	31–40 mm	40 mm	735545	169230	5
	60 mm	35–40 mm	40 mm	735546	169240	5
	70 mm	38–53 mm	53 mm	735549	169330	5
	70 mm	41–53 mm	53 mm	735551	169340	5


Offererade Mio Click basplattor passar offererade Mio Click påsar.



## 2-dels Click basplatta Convex Deep

Convex Deep	Ringstorlek	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikel-nr	Styck/fp
Uppklippbar	40 mm	10–20 mm !	20 mm	735554	169410	5
	50 mm	15–30 mm !	30 mm	735561	169510	5
	60 mm	15–40 mm !	40 mm	735559	169610	5
	70 mm	15–53 mm !	53 mm	735552	169710	5
Förstansat hål	40 mm	18–20 mm	20 mm	735557	169420	5
	50 mm	21–30 mm	30 mm	735563	169530	5
	50 mm	25–30 mm	30 mm	735553	169540	5
	50 mm	28–30 mm	30 mm	735556	169550	5
	60 mm	31–40 mm	40 mm	735560	169630	5
	60 mm	35–40 mm	40 mm	735562	169640	5
	70 mm	38–53 mm	53 mm	735555	169730	5
	70 mm	41–53 mm	53 mm	735558	169740	5

Alla konvexa produkter har bältesöron



## 2-dels Click sluten

Neutralt grå	Ring-stor- lek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*50 mm	734504	112110	30	100 ml
Midi	*40 mm	734502	112010	30	340 ml
	*50 mm	734505	112120	30	340 ml
	*60 mm	734507	112210	30	340 ml
Maxi	*40 mm	734503	112020	30	550 ml
	*50 mm	734506	112130	30	550 ml
	*60 mm	734508	112220	30	550 ml
	*70 mm	734509	112250	30	490 ml



## 2-dels Click tömbar

Neutralt grå	Ringstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*50 mm	734524	112410	30	200 ml
Midi	*40 mm	734520	112310	30	420 ml
	*50 mm	734525	112420	30	420 ml
	*60 mm	734527	112510	30	420 ml
Maxi	*40 mm	734521	112320	30	650 ml
	40 mm	734523	112340	30	650 ml
	*50 mm	734526	112430	30	650 ml
	50 mm	735160	112450	30	650 ml
	*60mm	734528	112520	30	650 ml
	60 mm	734530	112540	30	650 ml
	*70 mm	734531	112610	30	510 ml
70 mm	734533	112630	30	510 ml	



Klar	Ringstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	40 mm	734522	112330	30	650 ml
	60 mm	734529	112530	30	650 ml

