

# SenSura<sup>®</sup> Mio Click Uro

Passar bra. Känns bra

*SenSura<sup>®</sup> Mio*



# Den elastiska häftan passar alla kroppsformer

Elasticitet är nyckeln till den rätta passformen

## Passar säkert och följer kroppens naturliga rörelser

Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning mot t.ex. bråck, ärr och hudveck. Den följer även magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.



**Elastisk häfta** - Den elastiska platta häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.

Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

**Neutralt grått tyg** - Det neutrala grå tyget är vattenavstötande och designat för att inte synas under kläderna, inte ens under vita kläder.

**Backventil:** Produkten är försedd med backventil som hindrar urinen att backa tillbaka till njurarna.

**Borttagning av produkten** - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Urinuppsamlingspåse kan koppas till utloppet

## SenSura® Mio Click Urostomipåse

Neutralt grå	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/ fp	Volym
Midi	50 mm	734542	114960	30	380 ml
Maxi	40 mm	734540	114910	30	550 ml
	50 mm	734543	114970	30	480 ml
	60 mm	738072	114990	30	448 ml

Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/ fp	Volym
Maxi	40 mm	734541	114920	30	550 ml
	50 mm	734544	114980	30	480 ml

Offererade Mio Click basplattor passar offererade Mio Click påsar.



**BodyFit**  
Technology®

**BodyFit Technology®**

SenSura Mio är baserad på BodyFit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.



**Coloplast**